









# EQUIPAMENTOS PARA ANIMAIS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE

### **SANI-CARE 3**

O Sani-Care 3 é um gerador de ozônio e é o modelo mais compacto da linha, desenvolvido para ambientes pequenos e médios, como lares, escritórios e veículos. É a solução prática para quem convive com animais e deseja manter o ambiente sempre limpo, livre de odores e higienizado.



### **SANI-CARE 10**

O Sani-Care 10 é um gerador de ozônio desenvolvido para sanitizar ambientes de médio porte frequentados por animais. Este elimina bactérias, vírus, fungos e odores sem uso de químicos, deixando o espaço limpo, fresco e seguro.





## **LASERVET 1.0**

O LaserVet 1.0 é um dispositivo de laserterapia portátil desenvolvido para o tratamento de patologias em animais de companhia e cavalos.

É o modelo de entrada da linha, indicado para clínicas veterinárias, fisioterapeutas e também para uso em campo, oferecendo uma solução compacta, eficaz e segura.

A laserterapia utiliza luz laser para estimular processos biológicos no organismo, favorecendo a cicatrização, redução de inflamação, alívio da dor e regeneração tecidual.







### **LASERVET 3.0**

O LaserVet 3.0 é um dispositivo de laserterapia portátil desenvolvido para o tratamento de uma ampla gama de patologias em animais de companhia e cavalos.

Este é uma versão mais potente que o LaserVet 1.0, oferecendo 3 W de potência, o que permite uma ação mais eficaz em tecidos superficiais e moderadamente profundos, mantendo ainda a facilidade de transporte e utilização.

A laserterapia utiliza luz laser para estimular processos biológicos no organismo. O LaserVet 3.0 emite em 808 nm (GaAlAs, classe IV), um comprimento de onda com boa penetração nos tecidos.







### **LASERVET 8.0**

O LaserVet 8.0 é um equipamento de laserterapia de alta potência, projetado para clínicas veterinárias e fisioterapeutas que necessitam de um dispositivo versátil, eficaz e portátil para tratar uma grande variedade de patologias em animais de pequeno, médio e grande porte.

O LaserVet 8.0 utiliza um laser de diodo GaAlAs, classe IV, que emite em 808 nm (com opção de 980 nm e 1064 nm).

Graças à sua potência de 8 W, permite um tratamento mais profundo e rápido, oferecendo efeitos terapêuticos.







### **LASERVET 15.0**

O LaserVet 15.0 é o modelo mais avançado, oferecendo alta potência (15 W) e versatilidade para o tratamento de patologias cutâneas, musculares, articulares e ósseas em animais de todos os portes, incluindo cães, gatos, cavalos e até animais exóticos.

A luz laser penetra profundamente nos tecidos, gerando efeitos analgésicos, anti-inflamatórios, anti-edema e bioestimulantes.

Graças à sua alta potência e múltiplas óticas, o LaserVet 15.0 permite tratar desde lesões superficiais até estruturas profundas, acelerando os processos de recuperação.







# **MAGNETOVET 200 COM CAMA TERAPÊUTICA**

O MagnetoVet 200 com Cama Terapêutica é um dispositivo portátil de magnetoterapia veterinária, especialmente projetado para o bem-estar de cães e gatos. A cama terapêutica permite que o tratamento seja aplicado de forma simples, confortável e eficaz, ideal tanto para uso clínico quanto domiciliar.

A magnetoterapia utiliza campos magnéticos pulsados de baixa frequência (PEMF), que penetram profundamente nos tecidos, gerando efeitos:

- Anti-inflamatórios → reduzem processos inflamatórios crónicos e agudos.
- Analgésicos → aliviam dores articulares, musculares e ósseas.
- Regenerativos → estimulam consolidação de fraturas, cicatrização e recuperação tecidual









### **MAGNETOVET 4000**

O MagnetoVet 4000 é um dispositivo de magnetoterapia de alta performance, desenvolvido para o tratamento de patologias musculoesqueléticas em cães, gatos e cavalos.

Este destaca-se pela versatilidade, potência e número de canais, permitindo tratar áreas maiores e até várias regiões ao mesmo tempo.

O aparelho utiliza campos magnéticos pulsados de baixa frequência (PEMF), capazes de penetrar profundamente nos tecidos e produzir:

- Efeito anti-inflamatório → reduz inflamações agudas e crónicas.
- Efeito analgésico → alívio eficaz da dor óssea, articular e muscular.
- Efeito regenerativo → acelera cicatrização, consolidação de fraturas e reparação de tecidos.
- Efeito relaxante → favorece recuperação após esforço físico.







### STIMVET 200

O StimVet 200 é um dispositivo portátil de eletroterapia, desenvolvido para a reabilitação funcional e alívio da dor em animais. Este é compacto, fácil de usar e ideal para fisioterapia veterinária tanto em clínica quanto em ambiente domiciliar.

O StimVet 200 utiliza correntes elétricas controladas para dois objetivos principais:

- TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) → reduz a percepção da dor em processos inflamatórios e doenças crónicas.
- Estimulação neuromuscular (EMS) → promove a contração muscular, ajudando no fortalecimento e prevenção de atrofia.







### STIMVET 2000

O StimVet 2000 é um dispositivo de eletroterapia profissional, desenvolvido para fisioterapia e reabilitação de cães, gatos e cavalos.

Este é mais robusto que o StimVet 200, oferecendo maior potência, recursos adicionais e versatilidade clínica, ideal para veterinários e fisioterapeutas que necessitam de protocolos mais completos.

O aparelho combina dois tipos principais de eletroterapia:

- TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) → bloqueia a transmissão da dor e promove alívio analgésico rápido, útil em inflamações e doenças crónicas.
- EMS (Eletroestimulação muscular) → induz contrações musculares para fortalecer, prevenir atrofias e melhorar a mobilidade e estabilidade articular.





### STIMVET 4000

O StimVet 4000 é o modelo mais avançado da linha de eletroterapia, desenvolvido para uso profissional intensivo em clínicas veterinárias, este combina TENS, EMS, microcorrentes e iontoforese, oferecendo a mais ampla gama de recursos para fisioterapia e reabilitação de animais de pequeno, médio e grande porte (cães, gatos e cavalos).

O aparelho integra diferentes modalidades de eletroterapia:

- TENS → analgesia rápida em dores crónicas e agudas.
- EMS (estimulação muscular) → fortalecimento, prevenção de atrofia, recuperação neuromuscular.
- Microcorrentes → usadas em regeneração tecidual e cicatrização.
- Iontoforeses → facilita a absorção transcutânea de medicamentos (ex.: anti-inflamatórios)







### **TECARVET 2000**

O TecarVet 2000 é um dispositivo portátil, desenvolvido para fisioterapia e reabilitação de cães, gatos e cavalos. É um modelo leve, simples de usar e altamente eficaz, ideal para clínicas veterinárias que desejam oferecer um recurso avançado de recuperação.

A Terapia Tecar é uma forma de termoterapia endógena:

- O calor não vem de fora, mas é produzido diretamente nos tecidos por meio de um campo elétrico de alta frequência.
- Pode ser aplicada em dois modos:
  - Capacitivo → atua sobre tecidos moles (pele, sistema linfático, músculos).
  - Resistivo → atua sobre tecidos de maior resistência elétrica (ossos, tendões, cartilagens, ligamentos).
- Os efeitos principais são:
  - Bioestimulação → acelera regeneração e cicatrização.
  - Anti-inflamatório → reduz processos inflamatórios.
  - Operation of the operation







### **ULTRASSOMVET 4000**

O UltrasoundVet 4000 é o equipamento de ultrassonoterapia, projetado para o tratamento de patologias musculoesqueléticas, tendíneas, ligamentares e articulares em cães, gatos e cavalos.

É um aparelho portátil, eficaz e seguro, que utiliza ondas sonoras para promover analgesia, cicatrização e regeneração tecidual.

- Principais efeitos:
  - o Bioestimulação: acelera regeneração celular e cicatrização.
  - o Anti-inflamatório: controla inflamações crónicas e agudas.
  - o Anti-edematoso: reduz inchaços e hematomas.
  - o Alívio rápido da dor, favorecendo mobilidade







### **ULTRASSOMVET 4000**

O UltrasoundVet 4000 é o equipamento de ultrassonoterapia, projetado para o tratamento de patologias musculoesqueléticas, tendíneas, ligamentares e articulares em cães, gatos e cavalos.

É um aparelho portátil, eficaz e seguro, que utiliza ondas sonoras para promover analgesia, cicatrização e regeneração tecidual.

A terapia por ultrassom gera ondas mecânicas de alta frequência que penetram nos tecidos biológicos, produzindo:

 Efeito mecânico → microvibrações celulares que estimulam metabolismo e regeneração.





- Efeito térmico → aumento localizado da temperatura, promovendo relaxamento muscular, analgesia e melhor circulação.
- Efeito combinado → acelera cicatrização, reduz inflamação e melhora elasticidade dos tecidos







# EQUIPAMENTOS PARA ANIMAIS DE GRANDE PORTE

### **MAGNETOVET 4000 KIT PRO**

O MagnetoVet 4000 Kit Pro é o sistema mais completo para aplicação de magnetoterapia em cavalos. Este kit combina a potência do dispositivo MagnetoVet 4000 com uma série de acessórios dedicados, permitindo um tratamento abrangente e eficaz de todo o sistema musculoesquelético do animal.

Através da emissão de campos magnéticos pulsados de baixa frequência (PEMF), o MagnetoVet 4000 atua em profundidade, promovendo efeitos antiinflamatórios, analgésicos e regenerativos, ideais para a prevenção e recuperação de patologias articulares, musculares, tendíneas e ósseas.

### O que inclui o Kit:

- Dispositivo MagnetoVet 4000, com bateria integrada.
- Manta terapêutica para o tratamento da região dorsal.
- Capa terapêutica para o pescoço, destinada à zona cervical.
- Botas terapêuticas dianteiras e traseiras, disponíveis em versões com ou sem solenoides.
- Solenoides flexíveis (40x15 cm) e cabos divisores para aplicações localizadas.





- Fonte de alimentação e dupla bateria, garantindo autonomia em qualquer contexto.
- Cabo em Y, que permite duplicar a utilização dos canais de saída.
- Bolsa de transporte para o dispositivo e saco grande de transporte para todo o kit.



### **BOLSA PARA DISPOSITIVO**

Bolsa técnica desenvolvida para garantir a máxima segurança no transporte do equipamento e, especificamente no caso do MagnetoVet, concebida para assegurar a fixação estável e prática do dispositivo ao cavalo durante a execução da terapia







## **BOTA TERAPÊUTICA ALMOFADADA FRONTAL**

A Bota Terapêutica Almofadada Frontal foi desenvolvida para permitir o tratamento direto de patologias nos membros anteriores, nomeadamente em tendões, ligamentos e articulações, através da aplicação de campos magnéticos pulsados de baixa frequência.

O seu design proporciona um encaixe confortável e estável, assegurando a correta aderência ao membro e a adequada colocação dos solenoides.

Este acessório está disponível em duas variantes: com solenoides integrados ou na versão sem solenoides.







## **BOTA TERAPÊUTICA ALMOFADADA TRASEIRA**

Bota Terapêutica Almofadada Traseira foi concebida para possibilitar o tratamento localizado de patologias nos membros posteriores, atuando de forma eficaz em músculos, tendões, ligamentos e articulações, através da aplicação de campos magnéticos pulsados de baixa frequência.

O seu design anatómico garante um ajuste confortável e seguro, permitindo a correta aderência à perna do cavalo e a colocação precisa dos solenoides, assegurando a máxima eficácia do tratamento.

Este acessório está disponível em duas versões: uma equipada com solenoides integrados para aplicação imediata de magnetoterapia, e outra sem solenoides, podendo ser utilizada como suporte ou em combinação com módulos específicos.







### **CABO EM Y**

O Cabo em Y é um acessório específico do sistema MagnetoVet 4000 Pro, desenvolvido para aumentar a versatilidade dos tratamentos.

A sua principal função é permitir a duplicação da ligação de um canal de saída do dispositivo a dois solenoides em simultâneo.

Desta forma, em vez de limitar a aplicação a apenas um solenoide por canal, o cabo em Y possibilita a distribuição do campo magnético para duas áreas distintas do corpo do cavalo ao mesmo tempo, otimizando o tempo de terapia e ampliando a eficácia do tratamento.







# CAPA TERAPÊUTICA PARA O PESCOÇO

A Capa Terapêutica para o Pescoço foi desenvolvida para o tratamento direcionado das estruturas cervicais do cavalo, nomeadamente músculos, ligamentos e articulações da região do pescoço.

Assim como a manta e as botas terapêuticas, funciona através da aplicação de campos magnéticos pulsados de baixa frequência (PEMF), promovendo efeitos analgésicos, anti-inflamatórios e regenerativos.



# **FONTE DE ALIMENTAÇÃO**

A Fonte de Alimentação é o acessório responsável por garantir o correto fornecimento de energia ao dispositivo MagnetoVet 4000, assegurando a sua utilização contínua e eficiente tanto em ambiente clínico como no estábulo.





Projetada para oferecer estabilidade elétrica e máxima segurança, esta fonte permite carregar as baterias internas do equipamento e também possibilita o funcionamento direto ligado à corrente elétrica.



## MANTA TERAPÊUTICA

A Manta Terapêutica é um acessório desenvolvido para permitir o tratamento completo da coluna vertebral e da região dorsal do cavalo, utilizando campos magnéticos pulsados de baixa frequência (PEMF).

Esta manta foi concebida para garantir uma cobertura ampla, favorecendo a estimulação da circulação, a redução da inflamação e o alívio da dor ao longo de toda a extensão das costas.





O seu design ergonómico proporciona um encaixe confortável e estável sobre o dorso, assegurando que os solenoides ficam corretamente posicionados, de modo a distribuir o campo magnético de forma uniforme e eficaz.

A manta terapêutica está disponível em duas versões: uma versão simples, sem solenoides, e outra equipada com solenoides integrados, pronta para utilização imediata com o dispositivo MagnetoVet 4000.



### SACO GRANDE PARA TRANSPORTE DE KIT

O Saco Grande de Transporte foi desenvolvido para garantir praticidade e segurança na arrumação e deslocação de todo o conjunto terapêutico.





Robusto e espaçoso, permite acomodar de forma organizada o dispositivo MagnetoVet 4000, a manta terapêutica, a capa para o pescoço, as botas terapêuticas, bem como todos os cabos e acessórios necessários para os tratamentos.



# **SOLENÓIDE FLEXÍVEL**

O Solenoide Flexível é um aplicador terapêutico concebido para garantir a máxima versatilidade na utilização da magnetoterapia em cavalos. A sua estrutura maleável permite que se adapte facilmente a diferentes zonas do corpo, tornando possível o tratamento localizado de articulações, músculos, tendões e ligamentos com grande eficácia.







### **TECARVET 4000**

O TecarVet 4000 foi desenvolvido para clínicas veterinárias e fisioterapeutas que procuram uma solução potente, versátil e completa para tratar uma ampla gama de patologias musculoesqueléticas em cães, gatos e cavalos.

A Terapia Tecar utiliza correntes de alta frequência para gerar calor de dentro para fora dos tecidos, produzindo efeitos terapêuticos profundos.

- Modo capacitivo → atua em tecidos moles: pele, músculos, sistema linfático.
- Modo resistivo → atua em tecidos de maior resistência: ossos, tendões, ligamentos e cartilagens.
- Principais efeitos:
  - Bioestimulação: acelera regeneração celular e cicatrização.
  - Anti-inflamatório: controla inflamações crónicas e agudas.
  - o Anti-edematoso: reduz inchaços e hematomas.
  - Alívio rápido da dor, favorecendo mobilidade







### **SANI-CARE 20**

O Sani-Care 20 é um gerador de ozônio de maior capacidade da linha, especialmente desenvolvido para sanitizar e purificar ambientes de grande dimensão onde há circulação constante de animais, como clínicas veterinárias, hospitais e centros de fisioterapia.



